

## CPR-D padz elektroder

Varenr.: 8900-0800-01

- Brugervenligt design som gør det nemt og hurtigt at anbringe elektroden på offerets bryst
- Måler trykdybde og –frekvens ved hjertemassage og vejleder førstehjælperen til at give korrekt hjertemassage
- Kit med saks, handsker, våd- og tør serviet, mund-maske og barberhøvl medfølger
- 5 års holdbarhed



## Stat-padz II elektroder

Varenr.: 8900-0801

- Almindelige elektrode-pads
- 2 års holdbarhed



## Pedi-Padz børneelektrode

Varenr.: 8900-0810-01

- Anvendes på børn <8 år eller <25 kg
- Nedjusterer automatisk energi-niveau i apparatet
- Ingen hardware modstand i ledning
- Anvender særlig børnealgoritme til EKG-analysen
- 2 års holdbarhed



## CPR-Stat Padz elektrode

Varenr.: 8900-0400-27

- 2-delt elektrode med Feedback funktion
- 2 års holdbarhed



## AED Pro, EKG elektroder

Varenr.: 8900-0003

- Box med 200 stk.



## AED Pro EKG kabel, europæisk

Varenr.: 8000-0839

- 3. afledningskabel



## AED Pro ikke-genopladeligt lithium batteri

Varenr.: 8000-0860-01

- Lithium batteri, ikke genopladeligt
- 5 års holdbarhed



## AED Pro genopladeligt lithium batteri

Varenr.: 8019-0535-01

- Lithium batteri, genopladeligt
- 5 års holdbarhed
- 300 stød



## AED PRO hard carry case

Varenr.: 8000-0875-32

- Plads til ekstra batteri, elektrode og 3. afledningskabel



## AED PRO Vinyl bæretaske

Varenr.: 8000-0832-01



## Vægskab

Varenr.: 8000-0855

- Hvidt stålskab med alarm, der lyder når lågen åbnes.  
Til indendørs brug. Kan bruges med vægbeslag eller taske.



## Vægskab

Varenr.: Aivia100

- Pyres 100 vægskab med alarm. Gennemsigtig front af Polycarbonat. Til indendørs brug



## Vægskab

Varenr.: Aivia200

- Pyres 200 vægskab med varme og alarm. Til udendørs brug. Gennemsigtig front af Polycarbonat. Inkl. strømforsyning. Skal monteres til el-net.



## Stat-padz II træningselektroder

Varenr.: 8900-0805-01

Æske m/6 stk.



## AED Pro Simulator

Varenr.: 8900-0829-01



## CPR-D Træningselektrode med simulator stik

Varenr.: 8900-5007



## CPR Stat-Padz trænings elektrode med simulator stik

Varenr.: 8900-0190

## CPR Stat-Padz Replacement electrodes

Varenr.: 8900-0195

Æske m/ 8 stk.



## Gel pads til CPR-D træningselektrode

Varenr.: 8900-0803-01

Æske m/5 stk.



## Fladt skilt

Varenr.: 3001



## Trekantet skilt

Varenr.: 3002

Synligt skilt fra siden



## Henvisning skilt, venstre pil

Varenr.: 3003



## Henvisning skilt, højre pil

Varenr.: 3004



## Produktdokumentation

Kan downloades her: <http://www.zoll.com/medical-products/product-manuals/>

## ZOLL RescueNet Code Review (standard edition)

Kan downloades her: <http://www.zolldata.com/rescuenet-code-review/>