

CPR-D padz elektroder

Varenr.: 8900-0800-01

- Brugervenligt design som gør det nemt og hurtigt at anbringe elektroden på offerets bryst
- Måler trykdybde og –frekvens ved hjertemassage og vejleder førstehjælperen til at give korrekt hjertemassage
- Kit med saks, handsker, våd- og tør serviet, mund-maske og barberhøvl medfølger
- 5 års holdbarhed



Stat-padz II elektroder

Varenr.: 8900-0801

- Almindelige elektrode-pads
- 2 års holdbarhed



Pedi-Padz børneelektrode

Varenr.: 8900-0810-01

- Anvendes på børn <8 år eller <25 kg
- Nedjusterer automatisk energi-niveau i apparatet
- Ingen hardware modstand i ledning
- Anvender særlig børnealgoritme til EKG-analysen
- 2 års holdbarhed



CPR-Stat Padz elektrode

Varenr.: 8900-0400-27

- 2-delt elektrode med Feedback funktion
- 2 års holdbarhed



Type 123A litium-mangan batterier

Varenr.: 8000-0807-01

- Høj kapacitet (300 stød/ Min. 5 år levetid i standby)
- Lave vedligeholdelseskostninger
- Pakke med 10 stk.



Pelican kuffert til AED Plus

Varenr.: 8000-0836-01 (lille)

Varenr.: 8000-0837-01 (stor)

IP 67 (militær standard)



Bæretaske til AED Plus

Varenr.: 8000-0802-01

- Praktisk taske til AED Plus og ekstra elektrode



Beslag til vægophæng

Varenr.: 8000-0809-01

- Hurtig og nem montering af AED på væg



Vægskab

Varenr.: 8000-0855

- Hvidt stålskab med alarm, der lyder når lågen åbnes.
Til indendørs brug. Kan bruges med vægbeslag eller taske.



Vægskab

Varenr.: Aivia100

- Pyres 100 vægskab med alarm. Gennemsigtig front af Polycarbonat. Til indendørs brug



Vægskab

Varenr.: Aivia200

- Pyres 200 vægskab med varme og alarm. Til udendørs brug.
Gennemsigtig front af Polycarbonat. Inkl. strømforsyning.
Skal monteres til el-net.



Træningsapparat

Varenr.: 8008-0050-27

- Inkluderer CPR-D træningselektrode og ét par udskiftelige gel-pads



CPR-D Træningselektrode til Træningsapparat

Varenr.: 8900-0804-01



Pedi Padz Trænings elektrode til Træningsapparat

Varenr.: 8900-000861-01



Gel pads til CPR-D træningselektrode

Varenr.: 8900-0803-01

Æske m/5 stk.



Stat-padz II træningselektroder

Varenr.: 8900-0805-01

Æske m/6 stk.



AED Plus Simulator

Varenr.: 8000-0819-27

Tilsluttes en skarp AED Plus. Bruges sammen med træningselektroden til at demonstrere AED'en funktioner og CPR



CPR-D Træningselektrode med simulator stik

Varenr.: 8900-5007



CPR Stat-Padz trænings elektrode med simulator stik

Varenr.: 8900-0190

CPR Stat-Padz Replacement electrodes

Varenr.: 8900-0195

Æske m/ 8 stk.



Fladt skilt

Varenr.: 3001



Trekantet skilt

Varenr.: 3002

Synligt skilt fra siden



Henvisning skilt, venstre pil

Varenr.: 3003



Henvisning skilt, højre pil

Varenr.: 3004



Produktdokumentation

Kan downloades her: <http://www.zoll.com/medical-products/product-manuals/>

ZOLL RescueNet Code Review (standard edition)

Kan downloades her: <http://www.zolldata.com/rescuenet-code-review/>