

AIVIA HJERTESTARTER SKABE



Slagfaste skabe i ABS-plast. Kan monteres direkte på mure, gulvstandere eller andre overflader. Skabene er velegnet til opbevaring af hjertestarteren, hvis denne er placeret i offentlige rum. Lågen er fremstillet af det stærke materiale polycarbonat. Når man åbner lågen udløses en alarm, som skaber opmærksomhed ved et nødstilfælde eller et evt. tyveriforsøg.

Aivía 100 - Indendørs

- Aivía 100 vægskab med alarm og lys
- Til indendørs montering af hjertestarter
- Gennemsigtig front af polycarbonat
- Udvendige mål (BxHxD): 360 x 420 x 210 mm
- Indvendige mål (BxHxD): 295 x 330 x 173 mm
- Vægt: 3 kg
- Skabets farve er identisk med retningslinjerne for markering af en hjertestartere (EU's grønne sikkerhedsfarve)
- Datablad og monteringsvejledning medfølger
- Skabets alarm får strøm fra batterier. Batterier medfølger.

Aivía 200 - Udendørs

- Aivía 200 vægskab med varme, alarm og lys
- Til udendørs montering af hjertestarter
- Kan holde positive temperatur ned til 20 graders frost
- Tilsluttes el-nettet. Strømforsyning medfølger.
- Gennemsigtig front af polycarbonat
- Udvendige mål (BxHxD): 360 x 420 x 210 mm
- Indvendige mål (BxHxD): 295 x 330 x 173 mm
- Vægt: 3,2 kg
- Skabets farve er identisk med retningslinjerne for markering af en hjertestartere (EU's grønne sikkerhedsfarve)
- Datablad og monteringsvejledning medfølger
- Skabet skal installeres og monteres af en aut. el-installatør.